



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

Вискозиметры Уббелоде используются для определения кинематической вязкости прозрачных ньютоновских жидкостей, таких как реактивных и гидравлических масел.

- Соответствие стандартам: UNE 400313, ASTM D445-446, ASTM D2515, ISO 3104-3105

- Объем пробы: 11 мл

- Точность: $\pm 0,2\%$.

| Код | Константа | Диапазон измерения вязкости, сСт | Серия |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------|
| CV003-001 | 0.001 | 0.3 до 1 сСт | 0 |
| CV003-002 | 0.003 | 0.6 до 3 сСт | 0С |
| CV003-003 | 0.01 | 1 до 5 сСт | 0В |
| CV003-004 | 0.01 | 2 до 10 сСт | 1 |
| CV003-005 | 0.03 | 6 до 30 сСт | 1С |
| CV003-006 | 0.05 | 10 до 50 сСт | 1В |
| CV003-007 | 0.1 | 20 до 100 сСт | 2 |
| CV003-008 | 0.3 | 60 до 300 сСт | 2С |
| CV003-009 | 0.5 | 100 до 500 сСт | 2В |
| CV003-010 | 1.0 | 200 до 1,000 сСт | 3 |
| CV003-011 | 3.0 | 600 до 3,000 сСт | 3С |
| CV003-012 | 5.0 | 1,000 до 5,000 сСт | 3В |
| CV003-013 | 10.0 | 2,000 до 10,000 сСт | 4 |
| CV003-014 | 30.0 | 6,000 to 30,000 сSt | 4С |
| CV003-015 | 50.0 | 10,000 to 50,000 сSt | 4В |
| CV003-016 | 100.0 | 20,000 to 100,000 сSt | 5 |