



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

Вискозиметры Кэннон-Фенске для прозрачных жидкостей

Вискозиметры Кэннон-Фенске используются для определения вязкости прозрачных ньютоновских жидкостей, специально разработаны для применения в химической и нефтяной промышленности.

- Соответствие стандартам: UNE 400313, ASTM D-445-446, ASTM D2515, ISO3104-3105
- Объем пробы: 7 мл
- Точность: $\pm 0,2$
- Значение константы определено при $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Код	Константа	Диапазон измерения вязкости, сСт	Серия
CV004-201	0.002	0.5 до 2 сСт	25
CV004-202	0.004	0.8 до 4 сСт	50
CV004-203	0.008	1.6 до 8 сСт	75
CV004-204	0.015	3 до 15 сСт	100
CV004-205	0.04	7 до 35 сСт	150
CV004-206	0.1	20 до 100 сСт	200
CV004-207	0.25	50 до 200 сСт	300
CV004-208	0.5	100 до 500 сСт	350
CV004-209	1.2	240 до 1,200 сСт	400
CV004-210	2.5	500 до 2,500 сСт	450
CV004-211	8	1,600 до 8,000 сСт	500
CV004-212	20	4,000 до 20,000 сСт	600